Versuch Nr. 903

Dopplersonographie

Antonia Joëlle Bock antoniajoelle.bock@tu-dortmund.de

Rene-Marcel Lehner rene.lehner@tu-dortmund.de

Durchführung: 14.07.2020 Abgabe: 21.07.2020

TU Dortmund – Fakultät Physik

Inhaltsverzeichnis

1	Zielsetzung	3
2	Theorie	3
3	Durchführung	3
4	Auswertung4.1Vorbereitung und technische Daten	3 3 6
5	Diskussion	10
Ar	nhang: Messdaten	11
Lit	teratur	11

1 Zielsetzung

2 Theorie

3 Durchführung

4 Auswertung

4.1 Vorbereitung und technische Daten

Tabelle 1: Technische Daten.

Medium	Größe	Variable	Wert
Flüssigkeit	Dichte	ρ	1.15g/cm^3
	Schallgeschwindigkeit	$c_{ m L}$	$1800\mathrm{m/s}$
	Viskosität	η	$12 \cdot 10^{-3} \mathrm{Pas}$
Prisma	Schallgeschwindigkeit	$c_{ m P}$	$2700\mathrm{m/s}$
	Vorlaufstrecke	l	$30.7\mathrm{mm}$
Strömungsrohr	Innendurchmesser	$d_{ m i}$	$10\mathrm{mm}$
	Außendurchmesser	d_{a}	$15\mathrm{mm}$

Das verwendete Prisma hat drei verschiedene (Prisma-) Winkel
 θ , unter denen die Strömung in den Rohren untersucht wird. Der daraus resultierende Doppler-Winkel
 α wird über

$$\alpha = 90^{\circ} - \arcsin\left(\sin\theta \cdot \frac{c_{\rm L}}{c_{\rm P}}\right)$$

berechnet. Die Kenndaten $c_{\rm L}$ und $c_{\rm P}$ sind in Tabelle 1 zu finden. Die Werte für die Winkel sind in Tabelle 2 aufgeführt.

Tabelle 2: Prisma- und Doppler-Winkel.

Prisma-Winkel θ	Doppler-Winkel α
15°	$80,064^{\circ}$
30°	$70{,}529^{\circ}$
45°	$61,\!874^\circ$

4.2 Die Strömungsgeschwindigkeit in Abhängigkeit des Doppler-Winkels

Die aufgenommenen Messwerte sind in Tabelle 3 zu finden. Der Rechner für die Datenaufnahme zeigt jeweils zwei Werte für die Frequenzverschiebung an: Zum einen die maximale, zum anderen die gemittelte Frequenzdifferenz. Beide Werte sind für die Auswertung

Tabelle 3: Messwerte der Frequenzverschiebungen in Abhängigkeit des Prisma-Winkels θ .

	Δ	$\Delta u_{ m max} / { m Hz}$		$\Delta u_{ m mean} / { m Hz}$		'Hz
rpm	15°	30°	45°	15°	30°	45°
2000	90	120	-105	49	73	-61
2800	94	235	-145	61	134	-85
3600	135	375	-220	85	208	-122
4400	200	555	-330	110	293	-165
5200	290	820	-470	146	415	-232


aufgenommen worden, um vergleichen zu können, welche eine stärkere experimentelle Aussage zulassen.


Die Zentrifugalpumpe gibt hierbei ihre Umdrehungen pro Zeiteinheit in rpm ($revolutions\ per\ minute$) an; es wird erwartet, dass die Umdrehungszahl proportional zur Strömungsgeschwindigkeit der Flüssigkeit ist. In den Abbildungen 1a, 2a und 3a sind die Frequenzverschiebungen gegen die Umdrehungszahl aufgetragen. In den nebenstehenden Abbildungen 1b, 2b und 3b ist jeweils die Frequenzverschiebung gegen die Strömungsgeschwindigkeit v aufgetragen, die über die Formel

$$\Delta \nu = 2\nu_0 \frac{v}{c} \cos \alpha$$

berechnet wird. Verwendet wird eine 2 MHz-Sonde, deshalb ist $\nu_0=2\,\mathrm{MHz}.$


Aufgrund des als proportional angenommenen Zusammenhangs zwischen der Drehzahl der Pumpe und der Strömungsgeschwindigkeit wird angenommen, dass die Messpunkte in den Graphiken 1, 2 und 3 einen ähnlichen Verlauf haben.






(a) Mit der Geschwindigkeit, die durch die Zentri-(b) Theoretisch berechnete Strömungsgeschwindigfugalpumpe gegeben wird. keit.

Abbildung 1: Graphiken zum Prisma-Winkel $\theta = 15^{\circ}$.



(a) Mit der Geschwindigkeit, die durch die Zentri-(b) Theoretisch berechnete Strömungsgeschwindigfugalpumpe gegeben wird.

Abbildung 2: Graphiken zum Prisma-Winkel $\theta = 30^{\circ}$.



(a) Mit der Geschwindigkeit, die durch die Zentri-(b) Theoretisch berechnete Strömungsgeschwindigfugalpumpe gegeben wird.

Abbildung 3: Graphiken zum Prisma-Winkel $\theta = 45^{\circ}$.

4.3 Strömungsprofil der Doppler-Flüssigkeit

Die aufgenommenen Messwerte für die verschiedenen Leistungen 70 % und 45 % sind in den Tabellen 4 und 5 zusammengefasst. Die Aufträge der Geschwindigkeit und der Intensität gegen die Messtiefe sind entsprechend in den Abbildungen 4 und 5 zu sehen. Das Dopplerprisma, welches eine Vorlaufstrecke von $l=30,7\,\mathrm{mm}$ hat entsprechend der Relation für Acryl 4 µs $\widehat{=}$ 10 mm eine Eindringstiefe von 12,3 µs. Entsprechend wird die Messtiefe bei einer Eindringstiefe von 12,0 µs gestartet. Bei der Betrachtung der Messwerte ist noch zu beachten, dass die Rohre ebenfalls eine Ausdehnung (Rohrwand) von 5 mm haben (vgl. Tabelle 1). Das Rohr hat einen Innendurchmesser von 10 mm, dementsprechend hat die Flüssigkeit nach 4 µs $\widehat{=}$ 6 mm eine Messtiefe von 6,7 mm.

Messtiefe in µs	Strömungsgeschwindigkeit in ${\rm cm/s}$	Streuintensität in $10^3 \mathrm{V}^2/\mathrm{s}$
12.0	44.6	19
12.5	44.6	60
13.0	54.1	115
13.5	63.6	170
14.0	73.2	230
14.5	85.9	270
15.0	89.1	300
15.5	92.3	330
16.0	85.9	400
16.5	70.0	450
17.0	57.3	450
17.5	47.7	310
18.0	44.6	200
18.5	50.9	110
19.0	60.5	90

Tabelle 4: Messwerte bei einer Pumpleistung von 70 %.

Das Strömungsprofil einer Röhre mit Radius R ist gegeben durch

60.5

$$v(r) = v_{\text{max}} \cdot \left(1 - \frac{r}{R}\right)^{1/n},\tag{1}$$

100

wobei r den Abstand zur Symmetrieachse des Rohrs angibt (also immer r>0). Ist die Strömung laminar (Reynoldszahl kleiner als etwa 2000), ist die Geschwindigkeitskurve parabelförmig, also n=2. n ist schwach von der Reynoldszahl abhängig; außerdem hat die Rauheit der Rohrinnenwand Einfluss auf die Größe der Zahl. Für eine sehr große Reynoldszahl $> 2 \cdot 10^6$ konvergiert der invertierte Exponent n gegen n=10.

Die Reynoldszahl einer Röhre berechnet sich über

19.5

$$Re = \frac{\rho vd}{\eta}, \qquad (2)$$

Tabelle 5: Messwerte bei einer Pumpleistung von $45\,\%.$

Messtiefe in µs	Strömungsgeschwindigkeit in ${\rm cm/s}$	Streuintensität in $10^3 \mathrm{V}^2/\mathrm{s}$
12.0	47.7	7
12.5	27.0	30
13.0	27.0	80
13.5	31.8	100
14.0	35.0	170
14.5	38.2	230
15.0	41.4	250
15.5	41.4	280
16.0	38.2	300
16.5	31.8	330
17.0	28.6	300
17.5	25.5	200
18.0	25.5	100
18.5	28.6	50
19.0	30.0	50
19.5	30.0	60




Abbildung 4: Die bei 70 % Pumpleistung aufgenommenen Messpunkte.




Abbildung 5: Die bei $45\,\%$ Pumpleistung aufgenommenen Messpunkte.

mit der Dichte ρ , der mittleren Geschwindigkeit v, der charakteristischen Länge d, die bei Rohren auf den Durchmesser festgelegt ist, sowie der dynamischen Viskosität η . Übersteigt die Reynoldszahl die kritische Reynoldszahl von etwa 2000, ist die Strömung nicht mehr laminar, sondern turbulent.

Wird für die gemittelte Geschwindigkeit jeweils die maximale Geschwindigkeit bei die Berechnung der Reynoldszahl verwendet, liegt die tatsächliche Reynoldszahl unter diesem Wert. Die Werte für diese obere Schranke sind in Tabelle 6 aufgeführt. Es ist ersichtlich, dass die Strömungen in den Rohren wirklich laminar sind. Somit kann Gleichung (1) mit n=2 verwendet werden.

Tabelle 6: Obere Schranke für die Reynoldszahl der Strömungen.

Pumpleistung	$v_{\rm max} / {\rm cm/s}$	Re_{\max}
70 %	92.3	885
45%	41.4	397

Um ein Maß für die experimentelle Abweichung zu bekommen, wird mit der Methode der kleinsten Quadrate von [1] die Gleichung (1) angenähert. Der Parameter R wird vorgegeben mit der Hälfte des Rohrinnendurchmessers (vgl. Tabelle 1); außerdem wird die Messtiefe wieder in Längeneinheiten umgerechnet und der Definitionsbereich der Abszisse auf ein Intervall der Länge 2R so beschränkt, dass das Geschwindigkeitsmaximum in der Mitte liegt. Die Extremalstelle wird durch Vergleich der Abbildungen 4a und 5a auf $\mu_{\rm max} = 15,25\,\mu$ s bestimmt. Außerdem muss noch beachtet werden, dass das Argument r per Definition immer positiv sein muss -r wird also durch |r| ersetzt.

Die entsprechenden Graphiken sind in Abbildung 6 und 7 zu finden. Die Geradenparameter sowie ihre relativen Abweichungen sind in Tabelle 7 zusammengefasst.




Abbildung 6: Regression des Strömungsprofils bei 70 % Leistung.




Abbildung 7: Regression des Strömungsprofils bei $45\,\%$ Leistung.

 Tabelle 7: Die durch lineare Regression berechneten Maximalgeschwindigkeiten.

Leistung	$v_{\rm max} / {\rm cm/s}$	$\Delta v_{\rm max} / {\rm cm/s}$	relative Abweichung $\Delta v/v$
70 %	95.1	5.2	5.5%
000000000000000000000000000000000000	45.9	5.1	11.1%

5 Diskussion

Anhang: Messdaten

Literatur

[1] Eric Jones, Travis E. Oliphant, Pearu Peterson u.a. SciPy: Open source scientific tools for Python. Version 0.16.0. URL: http://www.scipy.org/.